

ANALYSE DES ATTRIBUTS DU DICTIONNAIRE

Données	Analyse	Composants	Méthodes
IdPatient	Ce champ renseigne l'identifiant du patient qui est du type interger	TextBox	Cells(no_ligne, i) = IdPatien.Value
BrasTrait	Ce champ renseigne le bras de traitement du patient. Il est du type string et ne peut prendre que gauche ou droite	Combobox	Avec la méthode AddItem Sheets
Sexe	Ce champ renseigne le sexe du patient. Il est du type string et ne peut prendre que masculin ou féminin	TextBox	Cells(no_ligne, i) = Sex.Value
DateNais	Ce champ renseigne la date de naissance du patient. Il est de type Date	TextBox	Cells(no_ligne, i) = DateNaiss.Value
Taille	Ce champ renseigne la taille du patient, elle est fournie en Centimètre . Il est du type interger	TextBox	Cells(no_ligne, i) = Taille.Value
Poids	Ce champ renseigne le poids du patient, il est fourni en Kilogramme . Il est du type integer	TextBox	Cells(no_ligne, i) = Poids.Value
ResTG	Ce champ renseigne le résultat du test de grossesse et ne peut prendre que Positif, Négatif ou Non Attribuable. De toute évidence il ne concerne que les patients de sexe féminin . Il est du type string .	Combobox	Avec la méthode AddItem Sheets
GEpaisse	Ce champ renseigne la prise de goutte épaisse dans le Positif ou Négatif. Il est du type string .	TextBox	Cells(no_ligne, i) = GEpais.Value
PStemie	Cet attribut renseigne la présence de parasitémie chez le patient. Il est du type integer .	TextBox	Cells(no_ligne, i) = Para.Value
Spot_Sang	Ce champ renseigne la présence de spot sanguin et ne peut prendre que OUI et NON . Il est du type string .	Combobox	Avec la méthode AddItem Sheets
EIndes	Ce champ sert à savoir si le patient est atteint d'un événement indésirable. Il ne peut prendre que OUI ou NON et est du type string .	Combobox	Avec la méthode AddItem Sheets
Medic	Ce champ renseigne le médicament pris par le patient. Il est du type string .	Combobox	Avec la méthode AddItem Sheets
DescrEI	Ce champ renseigne la description de l'événement indésirable chez le patient. Il est du type string	Combobox	Avec la méthode AddItem Sheets
Date_Debut	Ce champ renseigne la date de début des événements indésirables. Il est du type date .	TextBox	Cells(no_ligne, i) = DateD.Value
Date_Fin	Ce champ renseigne la date de fin des événements indésirables. Il est du type date .	TextBox	Cells(no_ligne, i) = DateF.Value

Intensité	Ce champ renseigne l'intensité de l'événement indésirables chez le patient. Il est du type string et ne peut prendre que LEGER, MODERE, SEVERE .	Combobox	Avec la méthode AddItem Sheets
Gravité	Ce champ renseigne le niveau d'intensité de l'événement indésirable. Il est du type string et ne peut prendre que GRAVE, NON GRAVE .	Combobox	Avec la méthode AddItem Sheets
ActPriseEI	Ce champ renseigne l'action entreprise à la suite du constat de l'événement indésirable chez le patient. Il est du type string et ne peut prendre que DOSE REDUITE, HOSPITALISATION, AUTRE MEDICAMENT, AUCUNE ACTION .	Combobox	Avec la méthode AddItem Sheets
DevSuiteEI	Ce champ renseigne les conséquences à la suite de l'événement indésirable. Il est du type string et ne peut prendre que RESOLU, NON RESOLU, DECES, SEQUELLES, EN COURS DE RESOLUTION, INCONNU .	Combobox	Avec la méthode AddItem Sheets
RelAvecTrait	Ce champ renseigne les conséquences à la suite de l'événement indésirable. Il est du type string et ne peut prendre que RESOLU, NON RESOLU, DECES, SEQUELLES, EN COURS DE RESOLUTION, INCONNU .	Combobox	Avec la méthode AddItem Sheets